

Inhalt



3x Stuhlröhrchen «ohne Zusatz» (TM 5c)



3x Stuhlfänger



Alle 3 Stuhlröhrchen beschriften

Bitte alle 3 Stuhlröhrchen mit den **vollständigen Patientendaten** (Name, Vorname, Geburtsdatum) sowie dem **Entnahmedatum** beschriften.


Instruktionen auf der Rückseite




Vorgehen



Den Stuhlfänger gemäss Anleitung (beiliegend) auf dem Toilettenring **festkleben**.




Das Stuhlröhrchen TM 5c öffnen und **mithilfe des Löffels**, welcher am Deckel befestigt ist, Stuhl vom Stuhlfänger aufnehmen.



2 gehäufte Löffel Stuhl ins Stuhlröhrchen überführen. Den **Deckel gut verschliessen** und das befüllte Stuhlröhrchen **kühl lagern**.

Den Vorgang für alle 3 Stuhlröhrchen einzeln durchführen. Bitte beachten Sie, dass die 3 Proben von 3 verschiedenen Stuhlgängen stammen sollten.



Die **3 gut verschlossenen Stuhlröhrchen** in die **Ver sandtüte** legen. Die Versandtüte **in der Arztpraxis oder im Labor abgeben** oder **per Post versenden** (Postversand: Montag bis Freitag, kein Versand über das Wochenende).

Bitte beachten Sie, dass die Stuhlröhrchen spätestens 7 Tage nach Sammelbeginn im Labor eintreffen müssen.



Stuhlfänger entsorgen

Nach der Probenentnahme den Papierstreifen an beiden Enden gleichzeitig vom Toilettensitz lösen und mit dem Stuhl in der Toilette entsorgen. Um den Abfluss zu erleichtern, sollten Sie vor dem Spülen einen Augenblick warten, bis das Papier ein wenig aufgeweicht ist.